

MONALISA



"Quét mã QR để theo dõi Fanpage"

BMS vina Co., Ltd.

Trụ sở Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Phi Long, 52 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, ĐN

Điện thoại: 023 63 822-258

Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: Lô 12 - BT2, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN

Điện thoại: 024 3202-0077

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Mê Kông, số 92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3620-7738


www.genoss.com
www.monalisafiller.com

CAT-MO.E(Rcv.0, 1702)

Hyaluronic Acid Dermal Filler

MONALISA

*Long-term
Stability*



GENOSS
For Patients & Doctors

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:

Thành lập vào năm 2004, GENOSS nỗ lực trở thành công ty thiết bị y tế hàng đầu thế giới. Nhiệm vụ và sứ mệnh của GENOSS là cung cấp các giải pháp điều trị và đảm bảo sự an toàn của người sử dụng.

Nhờ vào các hạt phân tử có kích thước được kiểm soát cùng độ nhớt tối ưu, MONALISA cho hiệu ứng khối vượt trội với kết quả lâu dài. Ống tiêm chuyên dụng được thiết kế cong thuận cho hiệu quả điều trị chính xác, thuận tiện và an toàn.

Chất làm đầy da MONALISA HA là một trong những giải pháp điều trị làm đẹp được cung cấp bởi Công ty GENOSS. Axit Hyaluronic, nguyên liệu thô của MONALISA được sản xuất tại cơ sở GENOSS GMP, nơi có hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ để sản xuất vật liệu cấp API. Thông qua kiểm tra ba bước và hệ thống sản xuất hiện đại, GENOSS có thể biến nguyên liệu thô thành một sản phẩm cuối cùng có giá trị vượt trội.

Để đảm bảo chất lượng của MONALISA, GENOSS thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ các quy định chất lượng quốc tế, bao gồm KGMP, ISO 13485 và ISO 9001. Hơn nữa, dấu CE 2195 trên MONALISA một lần nữa khẳng định sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý.



MONALISA được tạo nên từ những nguyên liệu thô chất lượng cao, dựa trên quy trình sản xuất tiên tiến nhất quản lý chặt chẽ bởi GMP.



ĐIỂM VÀNG CỦA MONALISA FILLER

1. Hệ thống Monalisa trên toàn thế giới

Monalisa Filler được ưa chuộng tại hơn 20 Quốc gia. Trong đó có thị trường Châu Âu- Thị trường "khó tính" nhất Thế giới

2. Thương hiệu của Genoss - Dentium

"TỪ BÁC SĨ - CHO BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN". Đi từ cái tâm của vị Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Thương hiệu Filler Monalisa được tạo ra vì an toàn cho Bác Sĩ và Bệnh nhân

3. Quy trình tiêm dễ dàng

Ống tiêm chuyên dụng được thiết kế với phần tay cầm cong thuận, giúp bác sĩ dễ dàng phân bố lực đẩy cũng như liều lượng đồng đều, chính xác khi tiêm.

4. Acid Hyaluronic tinh khiết

GENOSS thi hành hệ thống kiểm định chất lượng chặt chẽ từ khâu chọn lựa chất liệu nguồn cho tới khâu hoàn thành sản phẩm.

5. Chất lượng tiêu chuẩn toàn cầu

Để đảm bảo chất lượng của MONALISA, GENOSS tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng quốc tế, bao gồm KGMP, ISO 13485 và ISO 9001, đạt chuẩn CE khối Châu Âu. Đạt chứng nhận của Bộ Y Tế Việt Nam (số 9967NK/BYT-TB-CT)

6. An toàn khi sử dụng

MONALISA an toàn cho người sử dụng nhờ tối thiểu hóa các nội độc tố và đặc biệt không chứa cặn BDDE.

7. Tăng độ đàn hồi của da

MONALISA cấu thành từ các phân tử acid hyaluronic có kích thước đồng đều với độ nhớt đàn hồi tối ưu, mang lại diện mạo căng tràn sức sống cùng hiệu quả kéo dài.

SỨ MỆNH

Filler Monalisa chứa thành phần Axit Hyaluronic (HA) tồn tại như một chất tự nhiên trong cơ thể con người là loại Filler an toàn nhất hiện nay

Long-term
Stability



ĐƯỢC CẤP PHÉP BỞI BỘ Y TẾ


Giấy phép nhập khẩu số: 9967/NK/BYT-TB-CT



- (* Khuyến cáo của nhà sản xuất Genoss:
- Sản phẩm này dành cho những bác sĩ có chuyên môn, được đào tạo và đủ tay nghề thực hành sử dụng
 - Sản phẩm và kim tiêm là vật liệu y tế đã được tiệt trùng nên chỉ sử dụng 1 lần)



Hệ thống Monalisa Filler trên thế giới






Bảng thông số kỹ thuật Monalisa lidocaine

Chất làm đầy HA với Lidocaine

MONALISA *Lidocaine*

	SOFT	MILD	HARD	ULTRA
REF	MPF10S	MPF10M	MPF10H	MPF10U
Nồng độ	24 mg/mL			
Kích thước hạt	200 µm	400 µm	600 µm	900 µm
Kích thước kim*	30G TW (2ea)	27G TW (2ea)	25G TW , 27G TW	25 G TW , 27G TW

Mục đích sử dụng




1. Dữ liệu GENOSS trên tệp

*Loại kim có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Kết cấu gel &
Kích thước hạt

SOFT	MILD	HARD	ULTRA
Nếp nhăn trên mặt Nếp gấp mắt	Đường quanh miệng Lượng gò má Đường trán	Thể tích trán Nâng mũi Cằm & mặt hình bầu dục	Nâng mũi Cằm & mặt hình bầu dục



Chỉ định vùng tiêm

SOFT

Môi, Tai
Đường gian mày
Vùng hốc mắt
Nếp nhăn da tay

MILD

Rãnh cười
Gò má
Trán
Thái dương

HARD

Nâng mũi
Cằm và đường hàm
Rãnh cười

ULTRA

Nâng mũi
Cằm

An toàn cho người sử dụng

Filler Monalisa tối thiểu hóa các phản ứng dị ứng cũng như tác dụng phụ, nhờ việc hạn chế sự có mặt của BDDE (thành tố hóa học được sử dụng để tạo liên kết chéo giữa các hạt HA) tới mức gần như không thể phát hiện được.


Kiểm Tra Hiệu Năng MONALISA LIDOCAINE

		Tiêu chuẩn	Kết quả
Hình thức		Chất Gel trong suốt, không màu, không tạp chất	Đạt
Thành phần	Hyaluronic acid	21.6 ~ 26.4 mg	24.1mg
	Lidocaine	0.27 ~ 0.33 %	0.31%
pH		6.5 ~7.5	7.19
BDDE		< 2ppm	Không phát hiện
Kim loại nặng		< 10 ppm	Đạt
Thể tích		> 1.0mL	Đạt

*BDDE là gì? 1,4-Butanediol diglycidyl ether (BDDE) là một thành tố hóa học liên kết chéo giúp hyaluronic acid trở thành dạng gel. Chất cặn BDDE không nên vượt quá 2ppm. Với sản phẩm MONALISA LIDOCAINE, chất cặn BDDE không được tìm thấy.

Độ nhớt đàn hồi với tỷ lệ tối ưu


Ứng dụng công nghệ Hy-BRID giúp MONALISA đạt được độ nhớt đàn hồi tối ưu cho khả năng làm đầy tốt hơn, lâu tan hơn so với các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường.



*** Công nghệ Hy-BRID**

Siêu liên kết chéo
HA không có nguồn gốc động vật
Không chứa cặn
Cải thiện mật độ và tính đàn hồi


Cross-links
Hyaluronic acid



Hiệu quả duy trì khối

Công nghệ Hy-BRID tạo ra những hạt phân tử dày đặc và có kết cấu đồng đều. Hiệu quả duy trì 6 tháng trước khi quá trình tan diễn ra

Kích thước phân tử đồng đều và mức độ tan



Hyaluronic Acid tinh khiết

GENOSS áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt thông qua việc tham gia trực tiếp vào toàn bộ quá trình sản xuất từ nguyên liệu thô là Axit Hyaluronic đến thành phẩm cuối cùng.

Quy trình sản xuất Hyaluronic Acid



Các ca lâm sàng

Case 1



SOFT

Case 2




MILD

Case 3



HARD


Case 4



ULTRA

Kim tiêm thành mỏng

Thành kim tiêm của Filler Monalisa có thiết kế mỏng giúp tăng cảm giác thoải mái cho người tiếp nhận.




MONALISA *Lidocaine*
• Kim tiêm 30G TW cho loại Soft, Mild
• Kim tiêm 27G TW cho loại Hard, Ultra

Thiết kế tay cầm cong thuận

Genoss sản xuất tay cầm cong thuận chuyên dụng giúp nhà Filler đều đặn hơn.
Hỗ trợ quá trình tiêm thuận lợi, chính xác và an toàn hơn.

Thiết kế



Cách cầm




Thiết kế vừa vặn giúp cầm thoải mái trong tay, dễ dàng tiêm vào nhiều vị trí khác nhau trên khuôn mặt.

Hyaluronic Acid Dermal Filler with Lidocaine

MONALISA

Long-term Stability



- ✓ Volume Effect and Retention
- ✓ Safe to Use on Patients
- ✓ Highly Pure Hyaluronic Acid