

The Trust

Thiết bị đo độ ổn định của Implant

- Mọi góc
- nắp nhựa vinyl dùng 1 lần
- Tương tự số đo Osstell

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm		
Phần chính	Trọng lượng	80
	Kích thước	220x27.5x25
Sai số		Giá trị đo ± 3
Góc		0~90°C
Thời gian tiếp xúc		3 giây hoặc ngắn hơn
Lực		3N trở xuống
Hẹn giờ		Tự động tắt nguồn nếu không sử dụng quá 2 phút
Điện áp		3.7V/ 0.5A
Cáp sạc		USB C-Type
Pin		420mA
Bảo quản		Nhiệt độ 0~40 độ C / Độ ẩm 30~85%

The Trust

Thiết bị đo độ ổn định của Implant

ĐÁNG TIN CẬY VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC



Features



Dễ thao tác



Kết quả nhanh
(7 lần trong 3 giây)



Màn hình LCD

Dentium ISV Scale

	60	65	70
	Cao	Vừa	Thấp
Chỉ định	Implant có rủi ro, theo dõi ISV	Toàn phần	Từng phần
Quy trình phẫu thuật		2 giai đoạn	1 hoặc 2 giai đoạn
Quy trình phục hình		phục hình kiểu truyền thống	có thể phục hình sớm
			Implant đơn
			1 giai đoạn
			phục hình tức thì